



Hệ thống xét nghiệm tế bào dòng chảy BD FACSLyric™ trong chẩn đoán lâm sàng

Thiết bị hiệu năng cao, thiết kế tinh gọn

✓ **Đem lại sự chuẩn hóa**

Quy trình làm việc liền mạch thông qua sự tự động hóa và nhanh chóng đạt được kết quả độ tin cậy cao.

✓ **Cài đặt thống nhất**

Tự động các bước chỉ với một quy trình QC một ống hàng ngày.

✓ **Thúc đẩy hợp tác**


Tăng khả năng hợp tác giữa các đơn vị thông qua việc chuyển giao xét nghiệm và cài đặt tương ứng.

✓ **Hỗ trợ tuân thủ 21 CFR mục 11**

Hỗ trợ trong môi trường đạt GLP, GCLP và GMP



Hệ thống xét nghiệm tế bào dòng chảy BD FACSLyric™



Kết quả chính xác và độ tái lập tin cậy trên cùng một nền tảng



Xét nghiệm tế bào dòng chảy thể hệ mới (NGF)

Đặc tính kỹ thuật	BD FACSLyric™ 4 màu
Thông số phân tích	6
Số màu	4
Laser	2
Phần mềm	BD FACSuite™
Tốc độ thu thập (lên tới)	35.000 sự kiện/ giây
Độ nhiễu chéo	≤ 0.10% với chế độ rửa SIT mặc định, và ≤0.05% với chế độ rửa SIT ba lần
Công suất	≤ 50 phút với giá 40 ống cho xét nghiệm đếm CD4 (BD Tritest™)
Tùy chọn Bộ nạp mẫu	Tương thích với ống 12 x75mm. Có chế độ trộn mẫu. Tối ưu cho định dạng đĩa và ống
Giấy phép	CE-IVD, US-IVD

Danh mục sản phẩm*

Sản phẩm	Mô tả	Mã sản phẩm
Tiêu hao thường quy, Cài đặt và QC thiết bị		
BD® CS&T Beads 50 Tests	Hạt trong hỗn dịch để QC thiết bị.	656504
BD® FC Beads 7-Color Kit	Mỗi túi đóng gói gồm 5 loại ống sử dụng 1 lần cho 7 màu huỳnh quang: FITC, PE, PerCP-Cy5.5, PerCP, PE-Cy7, APC, APC-Cy7. Sử dụng mỗi 60 ngày để thiết lập bù trừ quang phổ	656867
BD FACSTFlow™ Sheath Fluid	Thùng 20 L đựng dung dịch chạy máy BD FACSTFlow	342003
BD FACSClean	Thùng 5 L đựng dung dịch rửa máy	340345
Hóa chất xét nghiệm		
BD Multitest™ CD3 / CD8 / CD45 / CD4	Đếm số lượng tuyệt đối tế bào T CD4+ trong máu ngoại vi. Sử dụng trong đánh giá suy giảm miễn dịch. 50 tests.	340499
BD Pharmingen™ FITC Mouse Anti-Human IgG	Kháng thể kháng IgG người, gắn màu FITC. Sử dụng trong xét nghiệm độ chéo. 100 tests.	555786
BD™ CD3 (SK7) APC	Kháng thể kháng CD3 người, gắn màu APC. Sử dụng trong xét nghiệm độ chéo. 100 tests.	345767
BD™ CD19 PE	Kháng thể kháng CD19 người, gắn màu PE. Sử dụng trong xét nghiệm độ chéo. 100 tests.	349209
BD™ Stem Cell Enumeration Kit	Kit định lượng tế gốc tạo máu sống CD34. 50 tests.	344563
BD™ Stem Cell Control CD34+ Whole Blood Process Control	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các tế bào gốc tạo máu CD34. 2mL.	340991
BD Stemflow™ Human MSC Analysis Kit	Kit phân tích tế bào gốc trung mô (MSC) ở người. 50 tests.	562245

Tên trang thiết bị y tế/ chủng loại	Mã sản phẩm	Số giấy phép lưu hành	Hãng sản xuất, Nước sản xuất	Chủ sở hữu số lưu hành
Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy/ BD FACSLyric™ Flow Cytometer	662875	2400275ĐKLH/BYT-HTTB	Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences, Mỹ	VPDD Becton Dickinson Asia Limited tại TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Phòng 1106-1107, Tầng 11, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
IVD kiểm soát chất lượng quang học, điện tử và chất lỏng cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy	656504	230000916/PCBA-HCM	Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences, Mỹ/ Becton Dickinson Caribe, Ltd., Puerto Rico, Mỹ	
IVD thiết lập bù trừ huỳnh quang cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy	656867	230000984/PCBA-HCM		
BD FACSTFlow Sheath Fluid	342003	220000622/PCBA-HCM	Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences, Mỹ/ Avantor Performance Materials Poland S.A., Ba Lan	
Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các tế bào gốc tạo máu CD34	340991	2301726ĐKLH/BYT-HTTB	Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences, Mỹ R&D Systems Inc, Minnesota, Mỹ	
Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3/CD8/CD45/CD4/ BD Multitest™ CD3/CD8/CD45/CD4	340499	2300634ĐKLH/BYT-HTTB	Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences, Mỹ Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences, Mỹ/ Becton Dickinson Caribe, Ltd., Puerto Rico, Mỹ	
Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào gốc tạo máu CD34	344563	2301726ĐKLH/BYT-HTTB		
Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19	349209	2300805ĐKLH/BYT-HTTB		
Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3	345767	2301120ĐKLH/BYT-HTTB		
Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD22	337899	2300444ĐKLH/BYT-TB-CT		

**Thông tin về mục đích sử dụng, chỉ định, hướng dẫn sử dụng và bảo quản sản phẩm: Vui lòng tham khảo chi tiết trong hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm*



Chuẩn bị mẫu



Hệ thống xét nghiệm tế bào dòng chảy hiệu năng cao



Phân tích chuyên sâu



Tái lập tin cậy



Tuân thủ và quản lý dữ liệu

VPĐD Becton Dickinson Asia Limited tại TP. Hồ Chí Minh

Phòng 1106 – 07, tòa nhà Mê Linh Point,
Số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. HCM
Điện thoại: (+84)2838227409
Hotline: (+84)906738722

bd.com

BD, logo BD là thương hiệu của Becton, Dickinson and Company hoặc các chi nhánh.
© 2025 BD. Đã đăng ký bản quyền. BD-143725.

